



FEV SYSTEM

FOTOBIOSTIMOLAZIONE / ELETTROSTIMOLAZIONE
VEICOLATORE / DERMOSCRUB

PHOTOBIOSTIMULATION / ELECTROSTIMULATION / APPLICATOR / DERMOSCRUB

www.besitalia.it

FEV SYSTEM

CARATTERISTICHE GENERALI

Display	Colour Touch Screen 15" 16/9 a filo contenitore
Alimentazione	100÷240 V ac, 50÷60 Hz
Potenza Max assorbita	450 W
Classe di sicurezza elettrica	II BF
Grado di protezione	IP40
Protezione esterna	Fusibili di protezione: 2 x 3.15 A
Temperatura di funzionamento	0÷40° C
Dimensioni	Altezza 15 cm, Larghezza 45 cm, Profondità 35 cm
Peso	8 kg
Connettività	USB

FOTOBIOSTIMOLAZIONE e Lipolaser

Configurazione placca	8 placche con 6 Diodi Laser, 3 LED guida cad.
Configurazione applicatori	1 manipolo con 6 Diodi Laser, 1 LED guida (ø 58 mm)
Soft Laser	Lunghezza d'onda tipica 808 nm Potenza max (± 10%) 10 mW cmq ogni diodo laser
Led guida	Lunghezza d'onda tipica RED 760 nm Potenza max (± 10%) 10 mW cmq
Optional dedicati	Carrelli, leggio, trolley, staffa da parete, mensola porta accessori da parete.

ELETTROSTIMOLAZIONE

Frequenza	1 - 500 Hz
Ampiezza impulso	da 0,5 a 1ms
Intensità	da 0 a 2 mA

MICROCORRENTI

Frequenza	2 - 14 Hz
Ampiezza impulso	da 0,2 a 2ms
Intensità	da 0 a 2 mA
Tensione max	120 V @ 1000 ohm
Freq. impulsi	1-3000 Hz, impostabile da software
Linee guida	Protocolli preimpostati e modificabili e funzioni libere
Accessori	Elettrodi spugna/grafite, elettrodi monouso, maschera elettrostimolazione, guanti conduttori, cavi, pedale
Optional	Carrelli, leggio, trolley, staffa da parete.

DERMOSCRUB

Applicatore	Spatola ultrasonica
-------------	---------------------

VEICOLATORE TRANSDERMICO

Tensione max	120 V @ 1000 ohm
Frequenza	800-1200 Hz
Freq. impulsi	1÷3000 Hz, impostabile da software
Ampiezza impulso	da 0,2 a 2 mS
Intensità	20mA
Forma d'onda	Complessa, impostabile da software
Manipolo	Modello roll-on

Scheda tecnica / Data sheet

GENERAL CHARACTERISTICS

Display	Colour Touch Screen 15" 16/9 flush container
Power supply	100÷240 V ac, 50÷60 Hz
Max power consumption	450 W
Electrical safety class	II BF
Degree of protection	IP40
External protection	Fuses 2 x 3.15 A
Operating temperature	0÷40° C controlled and with automatic regulation
Dimensions	15 cm H x 45 cm W x 35 cm D (5,90" H x 17,72" W x 13,78" D)
Weight	8 kg (17.64 lb)
Connectivity	USB

PHOTOBIOSTIMULATION and Laser lipolysis

Plate configuration	8 plates with 6 Laser Diodes, 3 LEDs cad.
Applicators configuration	1 handpiece with 6 Laser Diodes, 1 LED guide (ø 58 mm/ø 2,28")
Soft Laser	Typical wavelength 808 nm Max power (± 10%) 10 mW cmq each laser diode
Led guide	Typical wavelength RED 760 nm Max power (± 10%) 10 mW cmq
Dedicated options	Trolleys, lecterns, trolley, wall bracket, wall accessory shelf.

ELECTROSTIMULATION

Frequency	1 - 500 Hz
Pulse width	from 0.5 to 1ms
Intensity	from 0 to 2 mA

MICROCURRENTS

Frequency	2 - 14 Hz
Pulse width	from 0.2 to 2ms
Intensity	from 0 to 2 mA
Voltage max	120 V @ 1000 ohms
Freq. pulses	1-3000 Hz, which can be set by software
Guidelines	Preset and editable protocols and free functions
Accessories	Sponge / graphite electrodes, disposable electrodes, electrostimulation mask, conductive gloves, cables, pedal
Optional	Trolleys, lecterns, trolley, wall bracket.

DERMOSCRUB

Applicator	Ultrasonic spatula
------------	--------------------

TRANSDERMIC APPLICATOR

Voltage max	120 V @ 1000 ohms
Frequenza	800-1200 Hz
Freq. pulses	1 ÷ 3000 Hz, which can be set by software
Pulse width	from 0.2 to 2 mS
intensity	20mA
Waveform	Complex, which can be set by software
Handpiece	Roll-on model

RIVENDITORE AUTORIZZATO / AUTHORIZED DEALER

