



Benessere e Salute



# LaserSurgebes

Il più piccolo laser KTP per il trattamento di

Lesioni Vascolari - Lesioni Pigmentate - Lesioni Cutanee

[besitalia.it](http://besitalia.it)

# LaserSurgebes

## Indicazioni Terapeutiche

- Lesioni vascolari: Teleangectasie  
Couperose  
Emangioma  
Spider Naevi  
Nevo Flammeo
- Lesioni pigmentate: Lentigo Senile  
Cheratosi Attinica  
Xantelasma
- Lesioni cutanee: Verruche  
Condilomi  
Fibromi



## Caratteristiche Tecniche

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Tipologia Laser      | DPSS KTP                                         |
| Lunghezza d'onda     | 532 nm (Verde)                                   |
| Potenza              | da 0,1 a 5 W al tessuto                          |
| Diametro spot        | 300 - 500 - 1000 $\mu$ m                         |
| Modo di Esposizione  | Continuo, Singolo impulso, Ripetizione d'impulso |
| Durata degli impulsi | da 5 a 1000 msec                                 |
| Pausa                | da 30 a 1000 msec                                |
| Alimentazione        | 100-240 Vac / 180 VA (max)                       |
| Dimensioni           | 28 cm (L) x 23 cm (P) x 9 cm (A)                 |
| Peso                 | 3,5 Kg                                           |